

HemoCue® Hb 801 System

INNOVACIÓN EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN...

*... de los precursores de las
pruebas de Hb*



HemoCue Hb 801

Pruebas de hemoglobina *point of care*


 **HEMOCUE®**

HemoCue: los pioneros de las pruebas de Hb de diagnóstico inmediato

Presentamos el HemoCue® Hb 801 System

Hace más de 35 años, cuando fuimos los primeros en utilizar las pruebas de Hb *point of care*, tuvimos en cuenta las necesidades de los profesionales sanitarios a la hora de diseñar el dispositivo de diagnóstico *point of care* más preciso. Nuestros productos se convirtieron en una referencia de las pruebas de Hb. Con el innovador Hb 801, llevamos las pruebas de Hb *point of care* al siguiente nivel.


Hb 801: diseñado pensando en sus necesidades



Aproveche al máximo el tiempo con cada paciente



Disfrute de eficiencia operativa cada día



Confíe en los resultados obtenidos con el análisis de diagnóstico inmediato


Más de
350 000
analizadores
suministrados

500 000
microcubetas
fabricadas al día

+35
años de experiencia

4
pruebas/segundo en
todo el mundo

Clientes en
130
países



Diseñado
pensando en
sus necesidades

Su realidad cotidiana

Depositar su confianza en un sistema de diagnóstico inmediato no es una cuestión de poca importancia. Cuando el tiempo de respuesta es fundamental y las decisiones sobre el tratamiento no pueden demorarse, es necesario confiar en soluciones que sean fáciles de utilizar y ofrezcan resultados exactos y fiables.

En HemoCue, desarrollamos herramientas y soluciones para un diagnóstico sencillo, rápido y fiable de los pacientes, como complemento a sus decisiones médicas, en el momento de prestar asistencia.

HemoCue® Hb 801 System

El innovador Hb 801 ofrece facilidad de uso y hace posible la eficiencia del flujo de trabajo con capacidades de conectividad que proporcionan resultados rápidos en el momento de prestar la asistencia médica.



Aproveche al máximo el tiempo con cada paciente

- ✓ Resultados inmediatos en menos de 1 segundo
- ✓ Trabaje en cualquier lugar gracias a las opciones flexibles de suministro eléctrico
- ✓ Fácil de limpiar, menos tiempo de inactividad



Disfrute de eficiencia operativa cada día

- ✓ Establezca recordatorios de limpieza y programe controles de calidad*
- ✓ La gran pantalla y los símbolos controlan el flujo de trabajo y los resultados
- ✓ Agarre «let go»: no hace falta sostener la microcubeta durante la medición



Confíe en los resultados obtenidos con el análisis de diagnóstico inmediato

- ✓ Calibración de fábrica con el método de referencia ICSH recomendado. No se precisa calibración adicional
- ✓ Diseño robusto y pruebas precisas dentro de una amplia gama de temperaturas y humedades
- ✓ Autocomprobación integrada



* HemoCue® 801 Connect

The HemoCue® Hb 801 Analyzer



* 10-40 °C

La microcubeta única

La microcubeta única de HemoCue sirve como pipeta, tubo de ensayo y recipiente de medición, todo en uno. Basada en la tecnología de microcubetas de confianza de HemoCues, puede confiar en la calidad y la reproducibilidad constantes entre lotes.

Agarre «let go»

Solo tiene que introducirlas y soltarlas directamente

No hace falta sostenerlas durante la medición

Mayor tamaño del cuerpo de la microcubeta

Agarre cómodo y mejorado

Flexibilidad: la microcubeta puede introducirse de cualquier forma

Volumen pequeño de la muestra

10 μ L: ideal para el muestreo capilar o venoso

Diseñado para entornos cálidos y húmedos

10-40 °C
Humedad:
hasta 90% a 25 °C
y 75% a 40 °C



HemoCue® 801 Connect

Registro, descarga e instalación

Tres sencillos pasos para
desbloquear las posibilidades
extendidas con su analizador
Hb 801.



Con HemoCue® 801 Connect su flujo de trabajo resulta más sencillo

El software no solo mejora la usabilidad
de su analizador Hb 801, sino que también
contribuye a que su flujo de trabajo diario
sea más sencillo.

Configure los ajustes avanzados del anali-
zador, implemente en varios analizadores
o programe la limpieza y la prueba de QC.

Minimice el riesgo de errores de transcrip-
ción. La función copiar/pegar es una manera
segura y sencilla de transferir datos a la
historia del paciente.

Documente su proceso de prueba y prepárese para la próxima inspección reglamentaria

Con 801 Connect se asegura de que los
recordatorios de limpieza y las pruebas de
QC se programen y documenten, de modo
que pueda estar listo para una inspección
con un breve periodo de preaviso.



www.hemocue.com/801connect



Conectar

- Acceso a la biblioteca en línea de manuales y guías
- Información general de los analizadores
- Vistas de calendario de los recordatorios programados



Configurar

- Posibilidades avanzadas de configuración del analizador
- Ajuste de la configurada para varios analizadores
- Sincronización automática de fecha y hora



Transferencia

- Exportación de datos: resultados individuales y (pdf, csv) con posibilidad de añadir información adicional
- Función copiar/pegar de los resultados desde un analizador conectado

HemoCue® Hb 801 System

INNOVACIÓN EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN...

*... de los precursores
de las pruebas de Hb*

- ✓ Resultados con calidad de laboratorio en menos de 1 segundo
- ✓ Limpieza y mantenimiento sencillos
- ✓ Conectividad integrada
- ✓ Software para funcionalidad extendida



HemoCue AB, Box 1204, SE-262 23 Ängelholm, Suecia.
Teléfono: +46 77 570 02 10. Fax: +46 77 570 02 12.
info@hemocue.com | hemocue.com